

Terhességi teszt Rendkívül korai

- Több mint 99%-os pontosság a menstruáció esedékességének napjától.
- **A teszt elvégzése előtt figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót.**

1 Mikor lehet használni a tesztet?



- A tesztet legfeljebb 6 nappal a kimaradt menstruáció előtt, azaz 5 nappal az esedékes menstruáció előtt végezheti el.
- Ha az esedékes menstruáció előtt használja a tesztet, akkor ezt a napi első vizelettel végezze el. Egyéb esetben a tesztet a nap folyamán bármikor elvégezheti.
- A teszt elvégzése előtt kerülje a túlzott folyadékbevitelt.

2 A teszt elvégzése



VIZELETSUGÁR
A színváltó végét 5 másodpercen keresztül folyamatosan a vizeletsugárban kell tartani.

- Távolítsa el a fóliacsomagolást, és vegye le a kupakot. **Azonnal használja fel a tesztcsíkot.**

Válasszon tesztelési módszert

- **FONTOS: A színváltó vég azonnal rózsaszínre vált, ami azt jelzi, hogy vizeletet szív magába.**

A Tartsa a színváltó végét a vizeletsugárba 5 másodpercig.

VAGY

B Teljesen merítse el csak a hegyet a tiszta, száraz tartályba begyűjtött vizeletben 20 másodpercig.

- Ha a színváltó vég nem vált teljesen rózsaszínre, olvassa el a 7. kérdést.
- Helyezze vissza a kupakot, és fedtesse a tesztcsíkot lapos felületre.
- Indítsa el az időzítőt.

A

VAGY



BEGYŰJTŐT MINTA
Várjon 20 másodpercet, miután észreveszi, hogy a színváltó vég rózsaszínre vált.

B



VÁRJON 3 PERCET Az eredmény leolvasása előtt

3 Olvassa le az eredményt



- Az ellenőrző ablakban található csík gyorsan megjelenhet, de az eredmény leolvasása előtt 3 perccel **KELL** várni.
- Ha a két csík nem jelenik meg az ellenőrző ablakban, akkor a teszt nem működött (lásd a 8. kérdést).
- Ha az Ön eredménye „Nem Terhes”, olvassa el a 4. kérdést.

- Ha az Ön eredménye „Terhes”, olvassa el a 3. kérdést.
- Ha továbbra sem biztos az eredményben, akkor olvassa el a 9. kérdést.

FONTOS! A teszt elvégzésétől számított **10 perccen** belül olvassa le az eredményt. Ez azután bekövetkező változásokat ne vegye figyelembe.

Kérdések és válaszok

1 Hogyan működik a Clearblue teszt?

Ha Ön terhes, szervezete egy hCG (humán chorionadotropin) nevű terhességi hormont termel. A teszt a hCG hormont már kis mennyiségben is kimutatja a vizeletből (a vizsgálat érzékenysége 10 mIU/ml).

2 Mikor végezhetem el a Clearblue Rendkívül korai tesztjét?

A tesztet legfeljebb 6 nappal a kimaradt menstruáció előtt, azaz 5 nappal az esedékes menstruáció előtt lehet elvégezni. Ha a menstruáció várható időpontja előtt végzi el a tesztet, és „Nem Terhes” eredményt kap, még mindig fennáll az esélye annak, hogy Ön mégis terhes. Az alábbi táblázatban korai terhességi mintákon végzett laborvizsgálat eredményét láthatja.

Az esedékes menstruáció előtti napok száma	Korai tesztelés					
	0	1	2	3	4	5
Terhes nők mintáinak százalékos aránya, akik „Terhes” eredményt kaptak	>99%	>99%	>99%	>99%	96%	79%

3 A teszt szerint terhes vagyok. Mit kell tennem?

Keresse fel orvosát, aki ellátja a további teendőkhöz kapcsolatos tanácsokkal.

4 A teszt szerint nem vagyok terhes, de én ennek ellenére azt gondolom, hogy terhes lehetek. Mit kell tennem?

Lehetséges, hogy nem terhes, vagy a hCG szintje még nem elég magas az észleléshez, vagy elszámolta a várható menstruáció esedékességének napját. Ha túl korán végezte el a tesztet, ismétlje meg a menstruáció esedékességének napján. Ha a menstruációja már esedékes lenne, akkor 3 nap múlva ismétlje meg a tesztet. Ha ez a teszt is „Nem Terhes” eredményt adott, és a menstruációja még mindig nem kezdődött meg, akkor keresse fel orvosát.

5 Egy korábbi teszt azt jelezte, hogy terhes vagyok, de az újabb teszt szerint nem vagyok terhes, vagy menstruálni kezdtem. Lehetséges ez?

Noha a teszt 99% feletti pontossággal mutatja ki a terhességi hormont a menstruáció esedékességének első napjától, mégis lehetséges, hogy „Terhes” eredményt kapott, de később kiderül, hogy mégsem terhes (azaz később egy „Nem Terhes” eredményt kaphat, vagy megjöhet a vérzése). Ennek oka lehet természetes vetélés a terhesség korai szakaszában, melyet korai vetélésnek nevezünk. Sajnos ez nem ritka jelenség, hiszen minden 4 terhességből 1 korai vetéléssel ér véget. Ha vártatlan eredményt kap, kérjen tanácsot az orvosától.

6 Gyógyszer vagy betegség befolyásolhatja-e az eredményt?

A tesztelés kivételzése előtt mindig olvassa el az összes Ön által szedett gyógyszerhez mellékelt gyártói használati utasítást.

A hCG-tartalmú gyógyszerek befolyásolhatják az eredményt. Féltrevezető eredményt okozhat a méhen kívüli terhesség és az is, ha a közelmúltban terhes volt, még akkor is, ha nem töltötte ki a terhesség teljes időszakát. Ha Ön a menopause időszakában vagy ennek közelében van, akkor tévesen kaphat „Terhes” eredményt. A tesztet nem befolyásolhatják a klomifen-citrátot tartalmazó hormonterápiák, a fájdalomcsillapítók, az alkohol, az antibiotikumok vagy a fogamzásgátló tabletta. Ha vártatlan eredményt kap, beszélje meg orvosával.

7 A teszt használata közben a színváltó vég nem lett teljesen rózsaszín. Mit kell tennem?

Lehet, hogy nem használt elég vizeletet; ha azonban a teszt elvégzésétől számított 10 perccen belül megjelenik a két csík az ellenőrző ablakban, akkor a teszt működött. Ha a teszt elvégzésétől számított 10 perccen belül nem jelenik meg a két csík az ellenőrző ablakban, akkor olvassa el a 8. kérdést.

8 Elvégeztem a tesztet, de az ellenőrző ablakban nem jelent meg a két csík. Mit kell tennem?

Ha már több mint 10 perc eltelt a teszt elvégzése óta, akkor a teszt nem működött. Ennek a következő okai lehetnek:

- A színváltó vég nem volt lefelé néző helyzetben, vagy a tesztcsík a vizeletbe mártás után nem lett elfektetve.
- A vizelet túl sok vagy túl kevés volt.

Végezzen újabb vizsgálatot egy új tesztcsíkkal, és gondosan kövesse az utasításokat. Fogja fel vizeletét, és használja a „Begyűjtött minta” módszert.

9 Mit tegyek, ha nem vagyok biztos az eredményben?

Tekintse meg az „Olvassa le az eredményt” című szakaszban látható képeket.

A kép: Az Ön eredménye „Nem Terhes”. Ha ennek ellenére azt gondolja, hogy terhes, olvassa el a 4. kérdést.

B-D kép: Az Ön eredménye „Terhes”. Az eredményjelző ablakban látható csík megjelenése változó lehet, de az eredmény szerint Ön terhes, függetlenül attól, hogy a csík mennyire halvány vagy sötét.

B kép: Ez akkor valószínű, ha a tesztet a menstruáció esedékessége előtt végezte, amikor a hCG-szint még viszonylag alacsony lehet.

C kép: Ez akkor gyakori, ha a tesztet a menstruáció esedékességének napján vagy e körül végzi.

D kép: Ez nagyobb valószínűséggel akkor fordul elő, ha a tesztet néhány nappal a menstruáció esedékességének napja után végzi el, amikor a hCG-szint már magasabb.

Ha továbbra sem biztos az eredményben, akkor a teszt megismétlése előtt várjon legalább 3 napot, és gondosan tartsa be az utasításokat.

www.clearblue.com

Ha termékkel kapcsolatos kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatnál az alábbi címen: -

A további lépések, információk és a terhességgel kapcsolatos általános tanácsok tekintetében keresse fel honlapunkat: www.clearblue.com

Otthoni tesztelésre. Kizárólag *in vitro* diagnosztikai felhasználásra.

Nem használható belsőleg. Ne használja fel újra. Gyermekektől elzárva tartandó.

2-30 °C között tárolandó. Ha hűtőben tárolta a készüléket, akkor tesztelés előtt várjon 30 perccet, hogy szoba-hőmérsékletre melegedhessen. Ne használja, ha a fóliacsomagolás sérült.

Ne használja a lejáratú időn túl. Használat után dobja a normál háztartási hulladékba.

Ne szerelje szét az eszközt. Apró alkatrészeket tartalmaz. Ne nyelje le az eszközt egyik részét sem.

Ha véletlenül lenyelik valamelyik részét, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.

	Gyártó		Ne használja újra!
	Gyártási szám		<i>In vitro</i> diagnosztikai orvosi eszköz
	Lejáratú dátum		Hőmérséklet-tartomány: 2°C-30°C

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Svájc.
A Clearblue az SPD vállalat védjegye. © 2020 SPD. Minden jog fenntartva.

Forgalmazó: ADPH Kft., H-1092 Budapest,
Ráday utca 58. Magyarország

